


# BARIUM

solfo di bario purissimo


**BARIUM** è il solfo di bario purissimo della linea di prodotti SMART per laboratorio **CREOLAB**.



**BARIUM** può essere utilizzato per rendere radio opache dime e placche in resina.



Basta aggiungere ad un qualsiasi liquido una piccola quantità di **BARIUM** per rendere immediatamente la composizione così ottenuta radio-opaca.



**BARIUM** è un materiale assolutamente sicuro ed inerte, non è pericoloso per gli operatori e il paziente.



Qualità e sicurezza di un prodotto Made in Italy.



## VANTAGGI:

**VERSATILE:** si può utilizzare in tutti i tipi di lavorazione

**ECONOMICO:** minima spesa

**EFFICIENTE:** massima resa

**SICURO:** non contiene componenti pericolose per operatori e pazienti

**RADIOPACO:** la speciale formula aumenta la radio opacità

**PULITO:** la polvere di **BARIUM** non sporca e si rimuove facilmente



BARIUM

Confezione: 30 gr

REF 90 10 40 900



CREOLAB is a trademark owned by:

**TRESSIS ITALIA** srl

viale Italia 194  
31015 Conegliano (TV)  
ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: [www.creolab.eu](http://www.creolab.eu)

email: [vendite@creolab.eu](mailto:vendite@creolab.eu)

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:

