

RS DISC

dischi separatori altamente flessibili

I dischi diamantati **RS DISC** sono stati studiati, progettati e costruiti per unire la massima capacità di abrasione con una flessibilità eccellente.

I dischi diamantati **RS DISC** sono realizzati con componenti sicuri, atossici e non inquinanti per le ceramiche dentali.

I dischi diamantati **RS DISC** hanno un'abrasione ed una durata superiori: sono bifacciali con molteplici strati di diamante ultra-duro sovrapposti, per una maggior durata dell'utensile ed un miglior comfort del tecnico.

I dischi diamantati **RS DISC** sono disponibili in due colori a seconda della granulometria del diamante:

-ROSSO: grana grossa, per sgrossatura, altissima capacità di taglio.

-VERDE: grana fine, per rifinitura, intermedia capacità di taglio.

I dischi diamantati **RS DISC** sono disponibili in 3 disegni differenti:

-CLASSIC: disco dal design tradizionale, ottima flessibilità e resistenza, disponibile anche nella versione **MINI** (Ø 19)


-HEAVY: disco dal design alleggerito, massima flessibilità e resistenza migliorata

-SUPER: disco dal design aggressivo, buona flessibilità e straordinaria aggressività di taglio



MAXIMUM FLEXIBILITY ✓

MAXIMUM ABRASIVITY ✓



GREEN & RED

CERAMIC SAFE

ALLOYS SAFE

ZIRCONIA SAFE



RS DISC
Confezione: 1 pz



Red Shark is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194

31015 Conegliano (TV)

ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: www.creolab.eu

email: vendite@creolab.eu

DENTAL SYSTEM




ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:



RS DISC

dischi separatori altamente flessibili



CLASSIC


Ø 22

anello VERDE

90 10 51 170

anello ROSSO

90 10 51 191



CLASSIC MINI


Ø 19

anello VERDE

90 10 50 170

anello ROSSO

90 10 50 190




HEAVY

Ø 22

anello ROSSO

90 10 52 170



SUPER

Ø 22

anello ROSSO

90 10 53 170

VANTAGGI:

Dischi diamantati di alta qualità,
resistenza superiore alle sollecitazioni

Due granulometrie disponibili

Non contengono inquinanti per la ceramica

Ampia gamma di dischi per tutte le
necessità di flessibilità e taglio

Diamante multistrato assicura una vita
utile più lunga dell'utensile

Spessore sottilissimo massimizza la
flessibilità, per un maggior comfort



RS DISC

Confezione: 1 pz



Red Shark is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194

31015 Conegliano (TV)

ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: www.creolab.eu

email: vendite@creolab.eu

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY: