


# ARGELOY NP LFC

LEGA SPECIALE AD  
ALTA ESPANSIONE NON  
PREZIOSA A BASE DI  
Cr-Co PER CERAMICA



DISPONIBILE COME  
LEGA DA FUSIONE

**ARGELOY NP LFC** è la lega non preziosa a base Cr-Co creata per gli odontotecnici come te.

Il prezzo delle leghe preziose è salito alle stelle? **ARGELOY NP LFC** è la lega specificatamente creata per la ceramizzazione con tutte le ceramiche ad alta espansione.

**ARGELOY NP LFC** è la risposta:

- Peso specifico ridotto
- Economica
- Forte e duttile
- Durezza Vickers molto bassa
- Adatta per la realizzazione di ponti lunghi e corti
- Adatta per la realizzazione di barre e toronto



## COMPOSIZIONE:

Lega non preziosa a base di Cr-Co, molto conveniente e altamente lavorabile.

## ELEMENTI:

COBALTO	64,00
CROMO	20,00
MOLIBDENO	4,00
GALLIO	6,50
MANGANESE	3,50
ALLUMINIO	2,00

## PROPRIETA' FISICHE E TERMICHE:

ARGELOY NP LFC è molto resistente e al contempo ha una bassa durezza vickers rispetto a molte altre leghe concorrenti, facilitando così la rettifica e permettendo restauri più sottili ed estetici.

ARGELOY NP LFC ha un CTE che lo rende compatibile con la maggior parte delle ceramiche ad alta espansione.

DUREZZA VICKERS	230
CARICO DI ROTTURA	380 MPa
ALLUNGAMENTO	24%
MODULO ELASTICO	170 GPa
DENSITA'	8,5 g/cm <sup>3</sup>
CTE a 500°C	16,2
CTE a 600°C	16,5
INTERVALLO DI FUSIONE	1330 - 1370 °C

TRESSIS ITALIA: DENTAL EXCELLENCE WORLDWIDE



TRESSIS ITALIA srl  
viale Italia, 194  
31015 Conegliano (TV) ITALIA  
Tel (+39) 0438 41 83 16  
Fax (+39) 0438 42 64 50

web [www.tressis.it](http://www.tressis.it) - email [info@tressis.it](mailto:info@tressis.it)