

# RS MAGNUM

maxi frese diamantate sinterizzate

Le frese **RS MAGNUM** sono state create appositamente per rispondere alle esigenze degli odontotecnici nella fase di rifinitura di tutti i materiali in laboratorio.

Le frese **RS MAGNUM** hanno una miscela di grani di diamante sinterizzato purissimo, totalmente privi di ossido di cerio e di allumina.

I grani di diamante sinterizzato delle frese **RS MAGNUM** sono disposti su un layering multistrato, in lunghezze e dimensioni differenti.

Nella parte lavorante delle **RS MAGNUM**, nuovi grani di diamante a spigolo vivo e tagliente assumono ciclicamente la funzione dei grani usurati.

La qualità costante del taglio delle frese **RS MAGNUM** è garantita durante tutta la vita dell'utensile.

I grani di diamante sinterizzato delle frese **RS MAGNUM** sono legate al corpo della fresa da un bonding sintetico non inquinante.

Le frese **RS MAGNUM** hanno uno strato di materiale "cuscinetto" che impedisce le vibrazioni durante la rifinitura e preservano il rotore del micromotore.



CERAMIC  
SAFE

ALLOYS  
SAFE

ZIRCONIA  
SAFE

GYP SUM  
SAFE



DIAMANTE MULTISTRATO  
CORPO FRESA  
LEGANTE SILICONICO  
CUSCINETTO



RS MAGNUM  
Confezione: 1 pz



Red Shark is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194

31015 Conegliano (TV)

ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: [www.creolab.eu](http://www.creolab.eu)

email: [vendite@creolab.eu](mailto:vendite@creolab.eu)

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:



# RS MAGNUM

maxi frese diamantate sinterizzate

Le frese RED SHARK MAGNUM sono disponibili in 3 forme per rispondere alle differenti esigenze all'interno del laboratorio.

## FIAMMA



anello NERO 90 10 40 423

## CONO PUNTA TONDA



anello NERO 90 10 40 430

## CILINDRO PUNTA TONDA



anello NERO 90 10 40 431

### RS MAGNUM ANELLO NERO

#### -GRANA EXTRA ABRASIVA-

Massima forza abrasiva, ideate per la sgrossatura di strutture in acciaio e in zirconio.

### VANTAGGI:

Frese diamantate sinterizzate per ceramica, leghe preziose e non preziose, zirconia

Non contengono inquinanti per le ceramiche

Diamante multistrato migliora il taglio

Dissipazione delle forze di taglio su tutto il blocco fresa

Massima resa abrasiva durante tutta la vita utile della fresa

Straordinariamente aggressive su qualsiasi materiale, anche i più duri



RS MAGNUM

Confezione: 1 pz



Red Shark is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194

31015 Conegliano (TV)

ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: [www.creolab.eu](http://www.creolab.eu)

email: [vendite@creolab.eu](mailto:vendite@creolab.eu)

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:

