


ARGELOY NP (V)

LEGA NON
PREZIOSA A
BASE DI Ni-Cr
PER CERAMICA



DISPONIBILE COME
LEGA DA FUSIONE

ARGELOY NP (V) è la lega non preziosa a base Ni-Cr creata per gli odontotecnici come te.

Il prezzo delle leghe preziose è salito alle stelle? **ARGELOY NP (V)** è la lega specificatamente creata per la ceramizzazione con tutte le ceramiche tradizionali, in particolare VITA.

ARGELOY NP (V) è la risposta:

- Peso specifico ridotto
- Economica
- Forte e duttile
- Compatibile con le ceramiche VITA
- Adatta per la realizzazione di ponti lunghi e corti
- Adatta per la realizzazione di barre e toronto



COMPOSIZIONE:

Lega non preziosa a base di Ni-Cr, molto conveniente e altamente lavorabile.

ELEMENTI:

NICKEL	72,00
CROMO	15,00
MOLIBDENO	9,00
ALLUMINIO	2,00
BERILLIO	1,8
ALTRO	<1,00

PROPRIETA' FISICHE E TERMICHE:

ARGELOY NP (V) è più forte e più duttile di molte altre leghe concorrenti, facilitando così la rettifica e permettendo restauri più sottili ed estetici.

ARGELOY NP (V) ha valori di CTE che la rendono maggiormente compatibile con le ceramiche VITA.

DUREZZA VICKERS	200
CARICO DI ROTTURA	895 MPa
ALLUNGAMENTO	9%
MODULO ELASTICO	192 GPa
DENSITA'	7,8 g/cm ³
CTE a 500°C	13,6
CTE a 600°C	14,0
INTERVALLO DI FUSIONE	1205 - 1260 °C

TRESSIS ITALIA: DENTAL EXCELLENCE WORLDWIDE



TRESSIS ITALIA srl

viale Italia, 194
31015 Conegliano (TV) ITALIA

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web www.tressis.it - email info@tressis.it