

# RED SHARK

frese diamantate sinterizzate per micromotore

Le frese **RED SHARK** sono state create appositamente per rispondere alle esigenze degli odontotecnici nella fase di rifinitura di tutti i materiali in laboratorio.

Le frese **RED SHARK** hanno una miscela di grani di diamante sinterizzato purissimo, totalmente privi di ossido di cerio e di allumina.

I grani di diamante sinterizzato delle frese **RED SHARK** sono disposti su un layering multistrato, in lunghezze e dimensioni differenti.

Nella parte lavorante delle frese **RED SHARK**, nuovi grani di diamante a spigolo vivo e tagliente assumono ciclicamente la funzione dei grani usurati.

La qualità costante del taglio delle frese **RED SHARK** è garantita durante tutta la vita dell'utensile.

I grani di diamante sinterizzato delle frese **RED SHARK** sono legati al corpo della fresa da un bonding sintetico non inquinante.

Le frese **RED SHARK** hanno uno strato di materiale "cuscinetto" che impedisce le vibrazioni durante la rifinitura e preservano il rotore del micromotore.



RED SHARK  
Confezione: 1 pz



Red Shark is a trademark owned by:

**TRESSIS ITALIA srl**  
viale Italia 194  
31015 Conegliano (TV)  
ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16  
Fax (+39) 0438 42 64 50

web: [www.creolab.eu](http://www.creolab.eu)  
email: [vendite@creolab.eu](mailto:vendite@creolab.eu)

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:



## RED SHARK ANELLO GIALLO

-GRANA FINE

Media forza abrasiva, ideali per la rifinitura di ceramiche integrali e su metallo.

## RED SHARK ANELLO BLU

-GRANA INTERMEDIA

Alta forza abrasiva, studiate per la sgrossatura delle ceramiche e la rifinitura di leghe palladiate.

## RED SHARK ANELLO NERO

-GRANA EXTRA ABRASIVA


Massima forza abrasiva, ideate per la sgrossatura di strutture in acciaio e in zirconio.

# RED SHARK

frese diamantate sinterizzate per micromotore

## CONO DIRITTO

anello GIALLO	90 10 40 403
anello BLU	90 10 40 404
anello NERO	90 10 40 418



## CILINDRO

anello GIALLO	90 10 40 405
anello BLU	90 10 40 406
anello NERO	90 10 40 419



## CONO PUNTA TONDA

anello GIALLO	90 10 40 407
anello BLU	90 10 40 408
anello NERO	90 10 40 420



## CILINDRO PUNTA TONDA

anello GIALLO	90 10 40 409
anello BLU	90 10 40 410
anello NERO	90 10 40 421




## FIAMMA

anello GIALLO	90 10 40 411
anello BLU	90 10 40 412
anello NERO	90 10 40 413



## CONO ROVESCIO

anello GIALLO	90 10 40 415
anello BLU	90 10 40 416
anello NERO	90 10 40 417



## VANTAGGI:

Frese diamantate sinterizzate per ceramica, leghe preziose e non preziose, zirconia

Non contengono inquinanti per le ceramiche

Diamante multistrato migliora il taglio

Ampia gamma di forme e granulometrie per qualsiasi necessità

Massima resa abrasiva durante tutta la vita utile della fresa

Straordinariamente aggressive su qualsiasi materiale, anche i più duri



RED SHARK  
Confezione: 1 pz



Red Shark is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194  
31015 Conegliano (TV)  
ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: [www.creolab.eu](http://www.creolab.eu)

email: [vendite@creolab.eu](mailto:vendite@creolab.eu)

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:

