


ARGELOY NP SPECIAL

LEGA NON
PREZIOSA A
BASE DI Co-Cr
PER CERAMICA



DISPONIBILE COME
LEGA DA FUSIONE

ARGELOY NP SPECIAL è la lega non preziosa a base Co-Cr creata per gli odontotecnici come te.

Il prezzo delle leghe preziose è salito alle stelle? **ARGELOY NP SPECIAL** è la lega specificatamente creata per la ceramizzazione con tutte le ceramiche tradizionali.

ARGELOY NP SPECIAL è la risposta:

- Peso specifico ridotto
- Economica
- Forte e duttile
- Durezza Vickers molto bassa
- Adatta per la realizzazione di ponti lunghi e corti
- Adatta per la realizzazione di barre e toronto



COMPOSIZIONE:

Lega non preziosa a base di Co-Cr, molto conveniente e altamente lavorabile.

ELEMENTI:

COBALTO	59,50
CROMO	31,50
MOLIBDENO	5,00
SILICIO	2,00
CARBONIO	<1,0
FERRO	<1,0
MANGANESE	<1,0

PROPRIETA' FISICHE E TERMICHE:

ARGELOY NP SPECIAL è molto resistente e ha una stabilità nelle cotture della ceramica superiore, permettendo restauri più sottili ed estetici.

ARGELOY NP SPECIAL ha un CTE che la rende compatibile con la maggior parte delle ceramiche tradizionali.

DUREZZA VICKERS	280
CARICO DI ROTTURA	765 MPa
ALLUNGAMENTO	5%
MODULO ELASTICO	160 GPa
DENSITA'	8,8 g/cm ³
CTE a 500°C	14,3
CTE a 600°C	14,8
INTERVALLO DI FUSIONE	1240 - 1350 °C

TRESSIS ITALIA: DENTAL EXCELLENCE WORLDWIDE



TRESSIS ITALIA srl

viale Italia, 194
31015 Conegliano (TV) ITALIA

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web www.tressis.it - email info@tressis.it