


# SUPER FLUX

flux finissimo in pasta per saldature

**SUPER FLUX** è il flux in pasta per saldature primarie di alta precisione della linea di prodotti per laboratorio Creolab.



**SUPER FLUX**, grazie all'elevata concentrazione di principio attivo, permette saldature facili e scorrevoli, precise e resistenti, migliorando i vostri risultati in laboratorio.



**SUPER FLUX** protegge la lega dalle ossidazioni.



**SUPER FLUX** facilita lo scorrimento capillare del saldame.



**SUPER FLUX** durante la saldatura scivola via facilmente lasciando le superfici perfettamente pulite e pronte per accogliere la saldatura dalla lega fusa.



**SUPER FLUX** non lascia residui e non contamina i vostri metalli.



## VANTAGGI:

Flux per saldature in pasta pronto per l'uso

Non inquina la lega

Protegge dall'ossidazione

Agevola lo scorrimento del saldame per capillarità

Ideale sia per le saldature di leghe preziose sia non preziose

Consente la realizzazione di saldature precise e pulite



SUPER FLUX

Confezione: 5 gr

REF 90 10 40 611



CREOLAB is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194

31015 Conegliano (TV)

ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: [www.creolab.eu](http://www.creolab.eu)

email: [vendite@creolab.eu](mailto:vendite@creolab.eu)

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:

