


ARGELOY NP SUPREME

LEGA NON
PREZIOSA A
BASE DI Cr-Co
PER CERAMICA



DISPONIBILE COME
LEGA DA FUSIONE

ARGELOY NP SUPREME è la lega non preziosa a base Cr-Co creata per gli odontotecnici come te.

Il prezzo delle leghe preziose è salito alle stelle? **ARGELOY NP SUPREME** è la lega specificatamente creata per la ceramizzazione con tutte le ceramiche tradizionali.

ARGELOY NP SUPREME è la risposta:

- Peso specifico ridotto
- Economica
- Forte e duttile
- Durezza Vickers molto bassa
- Ottima stabilità nelle cotture ceramiche
- Adatta per la realizzazione di ponti lunghi e corti
- Adatta per la realizzazione di barre e toronto



COMPOSIZIONE:

Lega non preziosa a base di Cr-Co, molto conveniente e altamente lavorabile.

ELEMENTI:

COBALTO	61,00
CROMO	27,00
MOLIBDENO	6,00
SILICIO	1,00
MANGANESE, FERRO, ALLUMINIO	<1,0

PROPRIETA' FISICHE E TERMICHE:

ARGELOY NP SUPREME è molto resistente e ha una stabilità superiore nelle cotture della ceramica permettendo restauri più sottili ed estetici.

ARGELOY NP SUPREME ha un CTE che la rende compatibile con la maggior parte delle ceramiche tradizionali.

DUREZZA VICKERS	365
CARICO DI ROTTURA	770 MPa
ALLUNGAMENTO	8%
MODULO ELASTICO	223 GPa
DENSITA'	8,6 g/cm ³
CTE a 500°C	14,1
CTE a 600°C	14,5
INTERVALLO DI FUSIONE	1350 - 1385 °C

TRESSIS ITALIA: DENTAL EXCELLENCE WORLDWIDE



TRESSIS ITALIA srl
viale Italia, 194
31015 Conegliano (TV) ITALIA
Tel (+39) 0438 41 83 16
Fax (+39) 0438 42 64 50

web www.tressis.it - email info@tressis.it