

RS ZIR TURBO

set di frese diamantate per turbina

Le frese **RS ZiR Turbo** sono state create appositamente per rispondere alle esigenze dei medici dentisti nella fase di rifinitura di elementi in zirconia.

I grani di diamante delle frese **RS ZiR Turbo** sono disposti su un layering multistrato, in lunghezze e dimensioni differenti.

Nella parte lavorante delle frese **RS ZiR Turbo**, nuovi grani di diamante a spigolo vivo e tagliente, assumono ciclicamente la funzione dei grani usurati.

La qualità costante del taglio delle frese **RS ZiR Turbo** è garantita durante tutta la vita dell'utensile.

I grani di diamante delle frese **RS ZiR Turbo** sono legati al corpo della fresa da un bonding sintetico non inquinante.

Le frese **RS ZiR Turbo** hanno uno strato di materiale "cuscinetto" che riduce la propagazione delle vibrazioni durante la rifinitura, preservando così il rotore della turbina.



RS ZIR TURBO

Confezione: 1 pz

REF 91 28 07 008



Red Shark is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194
31015 Conegliano (TV)
ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: www.creolab.eu

email: vendite@creolab.eu

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

VANTAGGI:

Frese diamantate ad altissimo potere abrasivo

Prive di Cerio e materiali inquinanti

Ideali per la rifinitura dello zirconio

Qualità del taglio costante grazie al diamante multistrato

Materiale cuscinetto interno per un maggior comfort e preservare il rotore

Cofanetto in lega, elegante, resistente e autoclavabile



DISTRIBUTED BY:

RS ZiR TURBO

set di frese diamantate per turbina

RS ZiR TURBO STARTER KIT

8 frese diamantate assortite, nel pratico cofanetto in lega autoclavabile.



RS ZiR TURBO: CONO MAXI
REF 878K - 022



RS ZiR TURBO: CILINDRO PUNTA
REF 885 - 012



RS ZiR TURBO: CONO MINI
REF 889 - 012



RS ZiR TURBO: OLIVA
REF 368 - 023



RS ZiR TURBO: FIAMMA CORTA
REF 390 - 018



RS ZiR TURBO: PALLINA MINI
REF 801 - 018



RS ZiR TURBO: PALLINA MAXI
REF 801 - 022



RS ZiR TURBO: FIAMMA LUNGA
REF 862 - 014

RS ZiR TURBO EXPANSION KIT

4 forme aggiuntive di frese diamantate ad alto potere abrasivo, disponibili a richiesta



RS ZiR TURBO: PUNTA AGO MINI
REF 858 - 012



RS ZiR TURBO: CONO PUNTA TONDA MAXI
REF 856 - 025



RS ZiR TURBO: CONO INVERSO
REF 807 - 018



RS ZiR TURBO: CONO PUNTA TONDA MINI
REF 856 - 018



RS ZiR TURBO
Confezione: 1 pz
REF 91 28 07 008



Red Shark is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194
31015 Conegliano (TV)
ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16
Fax (+39) 0438 42 64 50

web: www.creolab.eu
email: vendite@creolab.eu

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY: