

TVP

pistoni per pressofusione della ceramica


TVP sono i pistoni monouso in refrattario sviluppati per le lavorazioni realizzate con la tecnica della pressoceramica.



TVP assicurano un notevole risparmio di tempo, sempre pronti per l'uso non necessitano di alcuna manutenzione dopo l'utilizzo.



TVP garantiscono sempre l'applicazione di una pressione vettoriale perfettamente perpendicolare al piano di cottura, offrendo una qualità sempre costante nel tempo, ogni pressione sfrutta un nuovo pistone.



TVP sono pratici, facili da utilizzare, indeformabili e altamente funzionali e sono disponibili in 3 pratici formati per adattarsi a tutte le esigenze dei tecnici:



TVP xM per lo stampaggio di pellets da 2gr



TVP xE per lo stampaggio di pellets da 3gr



TVP xL per lo stampaggio di pellets da 5gr

VANTAGGI:

La ceramica risulta molto più compatta dopo la pressata

Nessuno shock termico

Massima velocità di lavoro

Nessuna manutenzione richiesta dopo l'uso

Pistone sempre nuovo per ogni pressata di ceramica

Disponibili in 3 formati per tutti i tipi di pastiglie in commercio

TVP xM

Confezione: 20 pz

REF 60 10 10 800



TVP xE

Confezione: 12 pz

REF 60 10 10 803



TVP xL

Confezione: 10 pz

REF 60 10 10 805



CREOLAB is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194
31015 Conegliano (TV)
ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: www.creolab.eu

email: vendite@creolab.eu

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:

