

ZIR CRACK CHECKER

liquido di contrasto per luce ultravioletta

ZIR CRACK CHECKER è uno speciale liquido, altamente fluorescente, per individuare a occhio nudo micro fratture, cricche, imperfezioni, su qualsiasi materiale non poroso, come zirconia, ceramica integrale, disilicato di litio, metallo etc.



ZIR CRACK CHECKER funziona grazie al principio di capillarità, mettendo in risalto qualsiasi imperfezione superficiale della struttura.

ZIR CRACK CHECKER è l'ideale per la zirconia, permette di evidenziare qualsiasi micro frattura presente nel manufatto.

ZIR CRACK CHECKER può essere utilizzato anche per rilevare difetti nelle leghe derivate dalla fusione (giunti freddi, cricche e tensioni da ritiro, etc), dalla fabbricazione (cricche di tempra o di saldatura), dall'uso (cricche da fatica, tensocorrosione, etc).

La speciale formulazione di **ZIR CRACK CHECKER** assicura il totale controllo dei manufatti, l'altissima capacità penetrante mette in risalto anche le cricche più piccole, invisibili anche a microscopio.

FLUORESCENT



ALLOYS
SAFE

ZIRCONIA
SAFE



ZIR CRACK CHECKER

Confezione: flacone 200 ml

REF 80 10 40 100



CREOLAB is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194
31015 Conegliano (TV)
ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16
Fax (+39) 0438 42 64 50

web: www.creolab.eu
email: vendite@creolab.eu

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:

VANTAGGI:

Un solo prodotto per il controllo di tutte le strutture (zirconia e leghe)

Facile da utilizzare

Rapido e sicuro

Consente l'individuazione di difetti a occhio nudo

Soluzione a base H₂O, non contiene sostanze pericolose

Altissima capacità di penetrazione, anche nelle crepe normalmente invisibili

