

DIAMOND DUST

pasta diamantata finissima per lucidare

Il traguardo nella ricostruzione di denti in ceramica è la creazione di un dente che per forma e trasparenza sia il più vicino possibile a quelli naturali, un punto fondamentale è la qualità della superficie.

Le superfici non correttamente trattate possono risultare innaturali in bocca. Riflessi naturali dovuti alla forma e alle superfici scabrose della ceramica si possono ottenere solo con una lucidatura mirata e controllata.

Le paste diamantate **Diamond Dust** e **Diamond Dust ZiR** contengono un'alta densità di diamante, consentendo ottimi risultati già a 7500 giri/minuto esercitando una leggera pressione con movimenti circolari sulla superficie.

La consistenza del materiale è ottimale pertanto la quantità che si preleva dal vasetto è facilmente controllabile, non c'è spreco inutile di materiale.

Il lavoro di lucidatura risulta essere molto pulito e non vengono sporcati ne' il posto di lavoro ne' gli indumenti.

Diamond Dust è consigliata per conseguire ottimi risultati nella lucidatura di compositi, resine e metalli.

Diamond Dust ZiR ha una speciale formulazione che rende al meglio su zirconia sia stratificata sia monolitica.



DIAMOND DUST

Confezione: 5 gr

REF 90 10 40 950



DIAMOND DUST ZiR

Confezione: 5 gr

REF 90 10 40 961



CREOLAB is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194
31015 Conegliano (TV)
ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: www.creolab.eu

email: vendite@creolab.eu

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:



VANTAGGI:

Paste diamantate idrosolubili, soffici e pronte per l'uso

Ottimi risultati su tutte le ceramiche

Sensazionale su compositi e resine

La linea Diamond Dust ha una altissima concentrazione di diamante

Minimo utilizzo di materiale per il massimo risultato

Atossiche e non inquinanti, non contengono sostanze pericolose