


# MODEL STONE

resina poliuretana di altissima qualità

**Model Stone** è la resina poliuretana di nuova generazione per la realizzazione di modelli master precisi, affidabili e stabili.



**Model Stone** è l'ideale per la realizzazione di modelli master, modelli per implantologia, modelli studio di lunga conservazione, gipsoteca d'ortodonzia.



**Model Stone** è indispensabile in tutti i casi dove riproduzione, fedeltà, precisione e stabilità dei dettagli rivestono la massima importanza (monconi sottili, impianti sottili, intarsi etc).



**Model Stone** è compatibile con tutti i materiali da impronta attualmente in commercio.



**Model Stone** è facile da usare e non richiede passaggi ulteriori rispetto al gesso tradizionale.



**Model Stone** è inalterabile nel tempo ed ha una retrazione lineare minima durante la presa.



## VANTAGGI:

Straordinaria fedeltà e precisione nella riproduzione dei dettagli

Facile da utilizzare

Ottima adesione delle lacche

Compatibile con tutti i materiali da impronta

Retrazione lineare inferiore allo 0,08%

Ideale per lavori su monconi sottili e su impianti



MODEL STONE A+B

Confezione: A 1000gr  
B 200gr

REF 90 10 40 800



CREOLAB is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194  
31015 Conegliano (TV)  
ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: [www.creolab.eu](http://www.creolab.eu)

email: [vendite@creolab.eu](mailto:vendite@creolab.eu)

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:

