


# Platinum Plus® è arrivato!

LA RISPOSTA  
ALL'AUMENTO  
VERTIGINOSO  
DEL PALLADIO



## DISPONIBILE COME LEGA DA FUSIONE

**Platinum Plus®\*** è la lega senza palladio creata per gli odontotecnici come te.

Il prezzo del Palladio è salito alle stelle? Abbiamo ascoltato le vostre richieste: una alternativa nobile, conveniente e con alte prestazioni.

**Platinum Plus®\*** è la risposta:

- Zero Palladio
- Economica
- Forte e duttile
- Compatibile con tutte le ceramiche
- Adatta per un massimo di 14 elementi

\* PATENT PENDING



**TRESSIS ITALIA: DENTAL EXCELLENCE WORLDWIDE**



## COMPOSIZIONE:

Non contenendo Palladio, Platinum Plus è molto più conveniente di qualsiasi altra lega nobile.

## ELEMENTI:

PALLADIO	00,00
PLATINO	20,00
RUTENIO	05,70
CROMO	29,30
MOLIBDENO	00,00
COBALTO	43,50
MANGANESIO, SILICIO	<1,00
BORO	00,00

## PROPIETA' FISICHE E TERMICHE:

Platinum Plus è più forte e più duttile di leghe come Noblecrown, facilitando così la rettifica e permettendo restauri più sottili ed estetici.

Platinum Plus ha valori di CTE migliori, per una maggiore compatibilità con tutte le ceramiche dentali.

DUREZZA VICKERS	314
CARICO DI ROTTURA	960 MPa
RESISTENZA A TRAZIONE	710 MPa
ALLUNGAMENTO	10%
MODULO ELASTICO	190 GPa
DENSITA'	9,45 g/cm <sup>3</sup>
CTE a 500°C	14,3
INTERVALLO DI FUSIONE	1370 - 1420 °C

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia, 194  
31015 Conegliano (TV) ITALIA

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web [www.tressis.it](http://www.tressis.it) - email [info@tressis.it](mailto:info@tressis.it)