

T VEST 2000

rivestimento universale di qualità superiore

T-Vest 2000 è il rivestimento fosfatico senza grafite di altissima qualità.

T-Vest 2000 è il rivestimento di ultima generazione adatto sia per la fusione di tutti i metalli, preziosi e non preziosi, sia per la fusione delle ceramiche ad iniezione.

T-Vest 2000 è utilizzabile sia con la tecnica rapida sia tradizionale.

T-Vest 2000 grazie alla sua grana finissima è molto compatto e preciso, in grado di riprodurre anche il più piccolo dettaglio, lasciando le superfici levigate e senza asperità.

T-Vest 2000 pur presentando una notevole resistenza alla pressione è allo stesso tempo soffice e di facile smuffolamento.

T-Vest 2000 resiste molto bene alle alte temperature: può essere inserito nel forno caldo direttamente da 700 a 850°C e può essere portato fino a 1100°C.

VANTAGGI:

Rivestimento universale per tutte le lavorazioni di laboratorio

Altissima precisione, grana microfina

Facile e soffice da smuffolare

Preciso e fedele nella riproduzione dei dettagli

Ideale per la fusione di tutte le leghe, preziose e non preziose

Raccomandato per la pressofusione della ceramica e del litio silicato



T VEST 2000

Confezione: 4 Kg polvere

REF 90 90 90 902

1 Lt liquido

REF 90 90 90 901



CREOLAB is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194

31015 Conegliano (TV)

ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: www.creolab.eu

email: vendite@creolab.eu

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:

