

WET LIQUID

liquido speciale umettante universale

WET LIQUID è il liquido speciale umettante universale per tutte le piastre umidificate.



WET LIQUID è compatibile con tutti i materiali ceramici in commercio: tradizionali, ad alta espansione, integrali, per zirconia e allumina.



WET LIQUID ha una bassissima volatilità, dura più a lungo e non fa seccare le ceramiche impastate.



WET LIQUID può essere utilizzato sia con le piastre umidificate della linea **SIMPLY WET KIT**, sia con qualsiasi altra piastra, e anche con una semplice lastra di vetro, sempre con risultati ottimali.



WET LIQUID ha una speciale formulazione, completamente priva di inquinanti: non annerisce ne' modifica il colore delle vostre ceramiche e non inquina il forno.



WET LIQUID

Confezione: 1000 ml

REF 90 90 90 902



CREOLAB is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194
31015 Conegliano (TV)
ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16
Fax (+39) 0438 42 64 50

web: www.creolab.eu
email: vendite@creolab.eu

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:

VANTAGGI:

Riduce la tensione superficiale e la formazione di bolle d'aria

Bassissima volatilità

Composizione non inquinante

Compatibile con tutte le ceramiche in commercio (zirconia, lega, etc)

Non contiene sostanze pericolose per l'operatore e per il paziente

Liquido speciale per piastre umidificate a nido d'ape

