


# SIMPLY WET ROUND

piastra umidificata rotonda per ceramica

**SIMPLY WET ROUND** è la piastra umidificata a nido d'ape per il mantenimento ottimale delle polveri ceramiche durante la stratificazione.



La polvere ceramica viene mantenuta umida grazie all'effetto capillare della membrana filtrante di carta.



Quali benefici si ottengono utilizzando una piastra umidificata?

1) Minor consumo di polvere ceramica e di liquidi da modellazione;



2) Minor spreco di polveri, l'umidità costante rende il materiale ceramico lavorabile più a lungo;



3) Maggior velocità di lavoro, le masse sono sempre pronte all'uso e sempre facilmente individuabili;



4) Migliora l'adesione tra gli strati di ceramica, l'umidità costante evita l'inclusione d'aria;



Inoltre **SIMPLY WET ROUND** è stata progettata per essere pulita rapidamente ed efficacemente.



## VANTAGGI:

Ridotto consumo di polveri ceramiche, gli impasti durano più a lungo

Resistente, alta qualità per una lunga durata

Lavabile, ogni parte può essere pulita

Minor utilizzo di liquidi di modellazione, le polveri ceramiche restano umide

Migliore adesione tra gli strati ceramici: l'umidità costante evita l'inclusione d'aria

Maggior velocità di lavoro: le masse sono facilmente individuabili e pronte per l'uso



SIMPLY WET ROUND

Confezione: 1pz

REF 90 10 40 830



CREOLAB is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194  
31015 Conegliano (TV)  
ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: [www.creolab.eu](http://www.creolab.eu)

email: [vendite@creolab.eu](mailto:vendite@creolab.eu)

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:

